

Enzymes الإنزيمات

يتم تصنيع الإنزيمات داخل الخلايا الحية ، وهي مركبات ذات طبيعة بروتينية تدخل في تركيب الخلايا الحية جميعها ، وهي فعالة بكميات قليلة ، وتقوم بدور الحفازات (الوسطاء) البيولوجية في تسريع التفاعلات البيوكيميائية في الجسم الحي ، وتحتاج الخلايا الحية للعديد من الإنزيمات للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة ، وتحتوي الخلية الواحدة على ما يقارب 10000 إنزيم ، وتتراوح الكتلة الجزيئية للإنزيمات ما بين 10000 ملايين وحدة .

لا تتم عمليات التبادل بين العضوية الحية والوسط الخارجي وعمليات هضم المركبات المختلفة إلا بتأثير الإنزيمات عليها .

مقارنة بين تأثير الإنزيمات و الحفازات غير البيولوجية:

الهدف من الاختبار The aim of test: مقارنة بين تأثير α - أميلاز اللعاب وحمض كلور الماء في حلمهة النشا.

مبدأ الاختبار Theory of the experiment: تملك الإنزيمات فعالية حفز عالية ، وتأثير خاص ، وقدرة على تسريع التفاعلات في ظروف سهلة خلافاً عن الحفازات غير البيولوجية (مثل المعادن ، الحموض ...) .

تقوم هذه الطريقة على دراسة حلمهة النشا ، ثم تحديد زوال الركازة (النشا) عن طريق التفاعل مع محلول اليود ، أو عن طريق ازدياد الناتج المالتوز الذي يمكن الكشف عنه عن طريق التفاعل مع كاشف فهلينغ (ظهور راسب أحمر من أكسيد النحاسي) .

علاقة سرعة التفاعل الإنزيمي بكمية الإنزيم:

مبدأ الاختبار **Theory of the experiment**: تحديد سرعة حلمهة النشا بكمية الإنزيم المضافة من ألفا-أميلاز اللعاب.

طريقة العمل Experimental procedure: يتم حل اللعاب المخفف في الماء في 20 ، 40 ، 80 ، 160 مرة نأخذ أربعة أنابيب اختبار ونضع في كل منها 1 مل من محلول اللعاب ، ونضيف إلى الأنابيب من السحاحة 4 مل من محلول النشا ونضعهم بسرعة في حمام مائي بدرجة $38^{\circ}C$ ونسجل زمن بداية التفاعل بعد كل 1 - 2 دقيقة ، تؤخذ 2 قطرة من كل عينة ونضيف إليها قطرة من محلول اليود في يوديد البوتاسيوم تعطي العينة في البداية لوناً أزرق بعد ذلك يتراوح اللون بين البنفسجي والأحمر وفي النهاية اللون الأحمر. يلاحظ خلال 0.5 دقيقة من بداية التفاعل حتى ظهور اللون الأحمر مراحل تشكل الأريترو ديستريينات من النشا.

بعد ذلك نرسم منحنيًا بيانيًا يمثل محور العينات سرعة التفاعل (مقلوب زمن ظهور الأريترو ديستريينات) وعلى محور السينات تركيز إنزيم الأميلاز. علاقة سرعة التفاعل الإنزيمي بدرجة الحرارة :

مبدأ الاختبار **Theory of the experiment**: تحديد سرعة حلمهة النشا بإنزيم α - أميلاز اللعاب ارتباطها بدرجة الحرارة.

طريقة العمل Experimental procedure: يوضع في أنبوب اختبار خمس قطرات من اللعاب ونسخن الأنابيب من 1-2 دقيقة في حمام مائي ثم نبرد الأنابيب. نضع في أنبوبين آخرين 5 قطرات من اللعاب (بدون تسخين) ، ثم نضع في جميع الأنابيب 10 قطرات من محلول النشا ونضع الأنبوب الأول والثاني في حمام مائي بدرجة $38^{\circ}C$ ونضع الأنبوب الثالث في بيشر يحوي ماء وجليداً أو ثلجاً لفترة 3 دقائق.

نضيف إلى كل أنبوب قطرة من محلول اليود في يوديد البوتاسيوم ونقارن الألوان التي تظهر.تنظم النتائج في جدول كالاتي.

الإنزيم	الركازة	اللون مع اليود	درجة الحرارة

علاقة سرعة التفاعل الإنزيمي بدرجة pH الوسط :

مبدأ الاختبار Theory of the experiment: يعتمد مبدأ الاختبار على مقارنة سرعة الحلمة تحت تأثير الإنزيم α - أميلاز اللعاب عند قيم مختلفة لـ pH ، وفي النتيجة التوصل للقيمة المثالية لـ pH لعمل الإنزيم.

طريقة العمل Experimental procedure: نأخذ خمسة أنابيب ونضع في كل منهم 10 قطرات من المحلول الموقى سترات فوسفات عند القيم الآتية المختلفة لـ pH (5.6 ، 6.4 ، 6.8 ، 7.2 ، 8.0).


ثم نضيف إلى جميع الأنابيب 5 قطرات من اللعاب المدد في 10 مرات ونضيف 10 قطرات من محلول النشا بعدها نضع الأنابيب في حمام مائي بدرجة 38 °م بعد 1-2 دقيقة يأخذ قطرة من كل أنبوب وتوضع في أنابيب أخرى ونضيف قطرة من محلول اليود في يوديد البوتاسيوم. ويلاحظ زمن ظهور اللون الأحمر (مراحل تشكل الأريتروديكستريانات) في كل من العينات الخمس.

يتم تنظيم النتائج من خلال رسم منحنى بياني يتم تحميل قيم pH المختلفة على محور السينات ، ويتم تحميل الزمن اللازم لحلمة النشا حتى مراحل تشكل الأريتروديكستريانات على محور العينات (بالدقائق)، ونستنتج من المنحنى قيمة pH المثالية لعمل إنزيم α - أميلاز اللعاب.

إنزيم الكاتالاز

مبدأ الاختبار **Theory of the experiment**: يوجد إنزيم الكاتالاز تقريباً في جميع الخلايا النباتية والحيوانية ، يوجد في درنات البطاطا وفي أوراق بعض النباتات كالكرنب ، ويتركز في كريات الدم الحمراء وفي كلي الحيوانات الثديية وكبدتها . يفكك إنزيم الكاتالاز فوق أكسيد الهيدروجين إلى أوكسجين وماء .


Catalase



ويحلل مول واحد من إنزيم الكاتالاز خمسة ملايين مول من فوق أوكسيد الهيدروجين في الدقيقة الواحدة في الدرجة صفر °C ، ويمكن استخدام فوق أكسيد الالكيل ROOH كمادة تفاعل بدلاً من فوق أوكسيد الهيدروجين H_2O_2 ، وتثبط أيونات النحاس Cu^{+2} إنزيم الكاتالاز .

يتأثر نشاط إنزيم الكاتالاز كغيره من الإنزيمات بالعوامل التالية :

تركيز الإنزيم ، درجة الحرارة ، تركيز مادة التفاعل (فوق أكسيد الهيدروجين) ، درجة pH ، زمن التفاعل ، المثبطات يتابع نشاط الكاتالاز بقياس تركيز فوق أكسيد الهيدروجين المتبقي بعد انتهاء التجربة ، بالمعايرة بمحلول برمنغنات البوتاسيوم حسب التفاعل الآتي:



نعاير أولاً التجربة الشاهدة التي لم يضيف إليها الإنزيم ، ثم تعابير كمية مماثلة أضيف إليها الإنزيم لتسريع التفاعل خلال فترة محددة من الزمن . يعبر الفرق بين المعاييرتين عن كمية فوق أكسيد الهيدروجين التي حللها الإنزيم في تلك الفترة.

المواد Materials:

- حمض كبريت 1 عياري
- محلول برمنغات البوتاسيوم 0.01 عياري
- محلول H_2O_2 (0.24 %) في محاليل منظمة عند pH 3 ، 5 ، 7 ، 9 .
- تحضير المستحضر الإنزيمي: يعقم طرف الإصبع بقطعة قطن مبللة بالكحول ، بعد جفاف الإصبع يثقب الجلد بإبرة معقمة ويضغط على الإصبع ويجمع الدم في ماصة شعرية 0,2 مل . يضاف الدم إلى أنبوب يحوي ماء ~~مطهر~~ 25 مل مبرد بالتلج.

تأثير تركيز الإنزيم :

- يوضع في ستة دوارق الكميات التالية من المستحضر الإنزيمي على التوالي 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3 مل في الدوارق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، أما الأنبوب السابع يترك بدون إضافة الإنزيم.

رقم الدورق							المواد (مل)
7	6	5	4	3	2	1	
25	25	25	25	25	25	25	حجم H_2O_2
-	3	2.5	2	1.5	1	0.5	حجم الإنزيم
5	5	5	5	5	5	5	حجم H_2SO_4
6			2.5	3	4	5	حجم البرمنغات
V	V ₆	V ₅	V ₄	V ₃	V ₂	V ₁	المستهلك في معايرة H_2O_2 المتبقية
$[H_2O_2]$						$[H_2O_2]_1$	تركيز H_2O_2
							V مولر / دقيقة

- يضاف لكل دورق 25 مل من محلول فوق أكسيد الهيدروجين pH = 7
- يضاف إلى كل دورق 5 مل من حمض الكبريت بعد مرور خمس دقائق من إضافة H_2O_2 لإيقاف نشاط الإنزيم.

- تعابير محتويات الدوارق بمحلول برمنغنات البوتاسيوم حتى ظهور اللون الوردي الخفيف ويسجل حجم البرمنغنات.

- يطرح ما يستهلكه كل ورق من الدوارق الستة 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من استهلاك الشاهدة رقم 7.

- نحسب تركيز فوق أكسيد الهيدروجين في جميع الدوارق .

- نحسب سرعة التفاعل الإنزيمي في جميع الدوارق بتطبيق العلاقة الآتية

$$v = \frac{[H_2O_2] - [H_2O_2]_5}{5 \text{ min}}$$

- يرسم الخط البياني الذي يربط بين سرعة التفاعل الإنزيمي وتركيز الإنزيم.

إذ [H_2O_2] : تركيز فوق أكسيد الهيدروجين الكلي.

1 [H_2O_2] : تركيز فوق أكسيد الهيدروجين في الدورق الأول بعد مرور

خمس دقائق من نشاط الإنزيم.

5	4	3	2	1
10	10	10	10	10
—	8	6	4	2
5	5	5	5	5
10	2	4	6	8

مجموع بروفونات
ادارة البوماسيوم
المستعمل في مصارة
المستعمل في مصارة
H₂O₂ تركيز
H₂O₂

$$\frac{NV_{K_{MnO_4}}}{N'V'_{H_2O_2}} = \frac{2}{5} = \frac{1}{2.5}$$




$$2.5 NV_{K_{MnO_4}} = N'V'_{H_2O_2}$$

$$V = \frac{V_{max} [H_2O_2]}{K_m + [H_2O_2]}$$





مصادرة لا يتوفر برلك

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{max}} \cdot \frac{1}{[H_2O_2]} + \frac{1}{V_{max}}$$



المعادلة (1) لاجل تركيز [H₂O₂]
نسبة التقاطع



$$0.01 \times V = (N \cdot V)_{K_{MnO_4}} = K_{MnO_4} \text{ mol}$$

$$= (N \cdot V)_{H_2O_2} = H_2O_2 \text{ mol}$$

$$0.001 V_{K_{MnO_4}} = \frac{2.5 \times (0.01 \times V)}{10} = \frac{K_{MnO_4}}{2.5} = [H_2O_2]$$

$$V = \frac{[H_2O_2] - [H_2O_2]_{5 \text{ min}}}{5 \text{ min}}$$