



### 7-1- المعايرة Titration :

هي عملية إضافة مادة A ذات تركيز معلوم إلى حجم محدد من مادة أخرى B مجهولة التركيز بهدف معرفة تركيزها ونستمر بإضافة المادة A إلى المادة B حتى يصبح عدد المكافئات الغرامية من المادتين متساوياً .

### 7-2- نقطة التكافؤ Equivalent Point :

هي النقطة التي يكون عندها عدد المكافئات الغرامية من المادة الأولى مساوياً عدد المكافئات الغرامية من المادة الثانية في أثناء إجراء المعايرة .

### 7-3- نقطة نهاية المعايرة End Point :

وهي نقطة قريبة جداً من نقطة التكافؤ ، وقد تنطبق عليها ، ويتوقف ذلك على أمور عديدة منها أ - دقة إجراء المعايرة . ب - مدى الدقة في اختيار المشعر المناسب . ج - معظم التفاعلات الكيميائية المستخدمة في التحليل الحجمي هي تفاعلات عكوسة ولا تجري حتى النهاية في الاتجاه المطلوب .

### 7-4- تحديد نقطة نهاية المعايرة :

يتم تحديد نقطة نهاية المعايرة بإحدى الطرائق التالية :

أ - تغير لون المشعر .

ب - تغير لون الشاردة المستخدمة في أثناء المعايرة .

ج - طرائق فيزيائية كيميائية كتغير العكر الناتج عن تشكل أو اختفاء الطور الصلب ، الناقلية الكهربائية للمحلول ، الكمون الكهربائي للمحلول .. الخ .

### 7-5- التقييس Standardization :

وهو عبارة عن معايرة تجري على محاليل تم تحضيرها بنظامية تقريبية ( أو أي تركيز آخر ) بهدف ضبط نظاميتها ضبطاً دقيقاً عن طريق معايرتها بمحلول قياسي .

### 8- قانون المعايرة الحجمية ( قانون مور ) :

ينص قانون مور للمعايرة على أنه في نقطة التكافؤ يتساوى عدد المكافئات من المادة الأولى مع عدد مكافئات المادة الثانية أي :

$$eq_A = eq_B$$

حيث :  $eq_A$  - عدد مكافئات المادة الأولى .

$eq_B$  - عدد مكافئات المادة الثانية .

$$meq_A = meq_B$$

حيث :  $meq$  - عدد المليمكافئات .

وبما أن عدد المليمكافئات يساوي حجم المحلول  $\times$  نظاميته ، فإننا نستطيع كتابة القانون كما يلي :

$$meq_A = meq_B = (N.V)_A = (N.V)_B$$

### 9- تحضير المحاليل :

تتطلب العمليات المخبرية في مخابر الكيمياء التحليلية تحضير عدد من المحاليل اللازمة لحساب تركيز المواد ، وتختلف طبيعة المواد المستخدمة في تحضير المحاليل ، فمنها ما يكون بحالة صلبة ، ومنها ما يكون بحالة سائلة ، وبشكل عام تكون الحموض القوية والنشادر على شكل محاليل سائلة ، بينما المواد الأخرى بحالة صلبة . وتختلف نقاوة المواد المستخدمة في تحضير المحاليل اختلافاً كبيراً ، وعموماً هناك طريقتان لتحضير المحاليل القياسية ، لا تختلفان عن بعضهما من حيث الجوهر هما تحضير المحاليل ابتداءً من مواد صلبة ، وتحضير المحاليل ابتداءً من مواد سائلة .

### 9-1- تحضير المحاليل ابتداءً من مواد صلبة :

تحسب أولاً الوزن اللازمة من المادة لتحضير الحجم المطلوب من المحلول القياسي ثم تزان على ميزان تحليلي بدقة تتراوح بين  $\pm 0.0001$  غ وحتى  $\pm 0.000001$  غ وذلك تبعاً للهدف من التحضير ( مادة قياسية أولية ، عينة صلبة يراد اختبارها ، تحضير محلول بتركيز تقريبي سيتم تقييسه لاحقاً .. الخ ) . بعد أن تتم عملية الوزن ، تنقل تالياً كما هو مذكور ، معيارى شئ سعة محددة

## 12- أنواع المعايرات: Types of titrations:

تقسم المعايرات في التحليل الحجمي إلى أربعة أنواع رئيسية :

### 12-1- المعايرات الحمضية الأساسية ( معايرات حمض - أساس )

#### Acid-Base titration

حيث يتم التفاعل في هذه المعايرات بين الحمض والأساس وتتشكل جزيئات الماء ضعيفة التشرد .

### 12-2- معايرات الأكسدة والإرجاع Oxidation - Reduction Titration

وتعتمد هذه الطرائق على التفاعل الذي يحصل بين مادة مؤكسدة ومادة مرجعة حيث ترجع المادة المؤكسدة وتتأكسد المادة المرجعة في نهاية المعايرة كمعايرة شوارد الحديد الثنائي ( مادة مرجعة ) ببرمنغنات البوتاسيوم ( مادة مؤكسدة ) .

### 12-3- معايرات الترسيب Precipitation Titration

وتعتمد هذه المعايرات على تشكل راسب ضعيف الانحلال في الماء ، ويمكن تمييز نقطة نهاية المعايرة إما من تشكل راسب آخر ملون أو اختفاء عكارة . ومن الأمثلة عليها معايرة نترات الفضة بمحلول كلوريد الصوديوم .

### 12-4- معايرات تشكل المعقدات Complexation Titration

يعتمد هذا النوع من المعايرات على التفاعلات التي يتم بموجبها تشكل معقدات بين الشرجبات المعدنية والجزيئات العضوية ويستدل على نقطة نهاية المعايرة من تغير لون المشعر حيث يتلون المشعر بلون معين عند ارتباطه بالشرجبة وبلون آخر عند عدم ارتباطه ، وكمثال على هذه المعايرات ، معايرة الكالسيوم بالـ EDTA وبوجود مشعر الموركسيد .

## 13- أنماط المعايرة Direct titration

نستعرض فيما يلي أهم أنماط المعايرة المستخدمة في التحليل الحجمي :

### 13-1- معايرة مباشرة : وتتلخص هذه الطريقة بأن نضع المادة القياسية في

السحاحة ، أما المادة المراد معايرتها فيتم وضعها في ورق المعايرة ، وتتم

21

## الفصل الخامس

### المعايير الحمضية الأساسية (معايير حمض - أساس)

### ACID - BASE TITRATIONS

يقصد بمعايير حمض - أساس ، تلك المعايير التي تتم في الأوساط المائية بين شوارد الهيدرونيوم ، وشوارد الهيدروكسيل ، والتي يتشكل بنتيجتها جزيئات الماء ضعيفة التشتت حسب ما يلي :



وتعتمد هذه الطرائق بشكل عام على إضافة المادة ( الحمض أو الأساس ) ذات التركيز المعلوم من السحاحة إلى حجم معين من المادة الأخرى ، مجهولة التركيز ، ويستدل على تحديد نقطة نهاية المعايرة بالاستعانة بمشعرات حمض - أساس ( مشعرات الـ pH ). يسمح هذا النوع من المعايير في تحديد تركيز العديد من الحموض والأسس الضعيفة منها والقوية ، وكذلك المواد التي تتفاعل مع الحموض والأسس بنسب متكافئة في الأوساط المائية ، ويمكن بوساطة هذه الطريقة تعيين تركيز الأملاح ، ومزائج الحموض ( حمض قوي مع حمض ضعيف ) ، ومزائج الأسس .

#### 1- المشعرات الحمضية الأساسية (مشرعات التعديل) Neutralization Indicators

يتم تحديد نقطة التكافؤ عادة باستخدام مشعرات ( كواشف ) حمض - أساس ، وهي عبارة عن كهروليئات عضوية ضعيفة ، ذيات أوزان جزيئية عالية ، تبدي خواصاً حمضية أو أساسية ، يختلف لون شواردها عن لون جزيئاتها ، ويمكن أن يكون للمشعر لون معين للشكل الشاردي ، ولون آخر للمشعر غير المتشرد ومن الممكن أن يتحول المشعر من لون معين وحتى اختفائه . ويعتبر مشعر برتقالي الميتيل مثلاً على المشعرات ثنائية الألوان ومشعر الفينول فتالين مثلاً آخر على المشعرات ذات اللون الواحد .

٤٥

تسمى المشعرات التي تتخلى عن بروتوناتها بالمشعرات الحمضية ويرمز لها بالرمز HIn أو HInd اختصاراً لـ مشعر حمضي Indicator - H حيث تتشرد المشعرات الحمضية كما يلي :




حيث : HInd - الصيغة الجزيئية للمشعر .



Ind<sup>-</sup> - الصيغة الشاردية للمشعر .

أما النوع الثاني من المشعرات ، فهي التي تسعى لضم البروتونات ، وتسمى بالمشعرات الأساسية ويرمز لها InOH أو IndOH .

وتتشرد في المحلول كما يلي :



وهناك العديد من الفرضيات التي تم طرحها لأجل تفسير تغير لون المشعرات الحمضية الأساسية منها النظرية الكروموفورية ( حاملات الصبغة ) ، والتي تعزو سبب اللون وتحوله من لون إلى آخر ، إلى وجود مجموعة أو أكثر من المجموعات الوظيفية ذيات الروابط المضاعفة ، وترتيب هذه المجموعات في جزيئ المشعر ، ومن المجموعات الوظيفية نذكر ما يلي :



فمثلاً لا تملك جزيئات مشعر الفينول فتالين - كمشعر وحيد اللون - بنية كينونية ( عند  $\text{pH} < 8$  ) وبالتالي لا لون له ، وتؤدي إضافة شوارد الهيدروكسيل إلى ظهور هذه البنية (  $\text{pH} > 8$  ) ، أما ارتفاع الـ pH إلى 12-13 ، يؤدي إلى إعادة ترتيب الذرات في المركب وغياب البنية الكينونية واختفاء اللون .



يختلف مجال pH تغير كل مشعر من المشعرات ، وقد يكون للمشعر أكثر من مجال من الـ pH يتغير ضمنه ، ويعتبر مجال الـ pH لتغير لون المشعر تابعاً بدرجة كبيرة إلى ثابت تشرّد المشعر نفسه ( راجع القسم النظري )  
ويبين الجدول رقم (1) بعض المشعرات المستخدمة في المعايرات الحمضية - الأساسية مع بيان مجال تحولها وتغير اللون والمذيب المستخدم لتحضيرها .  
جدول رقم (1) بعض مشعرات حمض - أساس

| اسم المشعر            | مجال الـ pH | تغير اللون<br>حمض-أساس | المذيب                  |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| أزرق التيمول          | 2.8 - 1.2   | أحمر - أصفر            | إيثانول - ماء ( 4 : 1 ) |
| أصفر ثنائي الميتيل    | 4.0 - 2.9   | أحمر - أصفر            | إيثانول - ماء ( 9 : 1 ) |
| برتقالي الميتيل       | 4.4 - 3.1   | أحمر - برتقالي - أصفر  | ماء                     |
| أزرق البروموفينول     | 4.6 - 3.0   | أصفر - أزرق - بنفسجي   | إيثانول - ماء ( 4 : 1 ) |
| أخضر البروموكريزول    | 5.4 - 3.8   | أصفر - أزرق            | إيثانول - ماء ( 4 : 1 ) |
| أحمر الميتيل          | 6.3 - 4.2   | أحمر - أصفر            | إيثانول - ماء ( 3 : 2 ) |
| أحمر الكلوروفينول     | 6.6 - 5.0   | أصفر - أحمر            | إيثانول - ماء ( 4 : 1 ) |
| أرجواني البروموكريزول | 6.8 - 5.2   | أصفر - أرجواني         | إيثانول - ماء ( 4 : 1 ) |
| أزرق البروموفينول     | 7.6 - 6.0   | أصفر - أزرق            | إيثانول - ماء ( 4 : 1 ) |
| أحمر الفينول          | 8.0 - 6.4   | أصفر - أحمر            | إيثانول - ماء ( 4 : 1 ) |
| الأحمر المعتدل        | 8.0 - 6.8   | أصفر - أحمر            | إيثانول - ماء ( 3 : 2 ) |
| أحمر الكريزول         | 8.8 - 7.2   | أصفر - أحمر            | إيثانول - ماء ( 4 : 1 ) |
| 3- نافتول فتالينين    | 8.7 - 7.3   | أحمر - أصفر - أخضر     | إيثانول - ماء ( 1 : 1 ) |
| أزرق التيمول          | 9.6 - 8.0   | أصفر - أزرق            | إيثانول - ماء ( 1 : 1 ) |
| فينول فتالينين        | 9.8 - 8.0   | عديم اللون - أحمر      | إيثانول - ماء ( 3 : 2 ) |
| تيمول فتالينين        | 10.5 - 9.3  | عديم اللون - أزرق      | إيثانول                 |

## 5- التجارب المخبرية :

### 1-5- معايرة حمض قوي (HCl) بأساس قوي (NaOH)

المبدأ : يتفاعل حمض كلور الماء مع ماءات الصوديوم وفق التفاعل التالي :



وبما أن نقطة التكافؤ تقع في الوسط المعتدل (  $\text{pH} = 7$  ) وبما أن قفزة المعايرة كبيرة جداً ( 6 درجات PH من 4 - 10 تقريباً ) فإنه بالإمكان استخدام أي مشعر يتغير لونه ضمن هذا المجال ، وبالتالي يمكن استخدام الفينول فتالئين ، عباد الشمس ، أحمر الميثيل ، برتقالي الميثيل .

#### طريقة العمل :

1- اغسل الأدوات الزجاجية المسلمة إليك ( سحاحة ، دورق مخروطي ، ماصة زجاجية ، كأس زجاجي .... ) بالماء والصابون ثم بالماء المقطر حسب القواعد المتبعة في غسيل الأدوات الزجاجية وتأكد من صلاحية السحاحة للاستعمال .

2- انقل إلى دورق مخروطي بوساطة ماصة نظيفة ( جري غسلها بـ  $\text{NaOH}$  ) ، 10 مل بالضبط من  $\text{NaOH}$  ثم أضف قطرتين من مشعر الفينول فتالئين أو أحمر الميثيل أو برتقالي الميثيل فينلون المحلول باللون الأحمر البنفسجي في حالة الفينول فتالئين ، وباللون الأصفر في حالة أحمر الميثيل وبرتقالي الميثيل .

3- اغسل كأساً زجاجياً بقليل من حمض كلور الماء وضع فيه حجماً مناسباً من حمض كلور الماء .

4- اغسل سحاحة نظيفة بـ حمض كلور الماء ، واستخدم المحلول الموجود في الكأس الزجاجي في ملئها فوق نقطة الصفر .

5- اضبط حجم المحلول في السحاحة عند الرقم صفر بإعادة الحجم الزائد من الحمض إلى الكأس المستخدم في ملء السحاحة .



- 6- ابدأ المعايرة مع تحريك الدورق حركة دائرية حتى اللحظة التي تؤدي معها قطرة واحدة من الحمض إلى انقلاب لون المشعر ( اختفاء اللون في حالة الفينول فتالين ، اللون الأحمر في حالة أحمر الميثيل ، الأحمر البرتقالي عند استخدام برتقالي الميثيل ) وسجل الحجم المستهلك .
- 7- أعد التجربة مرة أخرى بعد غسل الدورق المخروطي بالماء المقطر وإضافة 10 مل من NaOH وقطرتين من المشعر .
- 8- يؤخذ متوسط الحجم عند الحصول على قراءتين متطابقتين أو لا يزيد الفارق بينهما عن 0.1 مل .

#### الحساب :

ت حسب نظامية NaOH المجهولة من قانون مور

$$N_{(NaOH)} = \frac{(N.V)_{HCl}}{V_{NaOH}}$$

حيث :  $N_{NaOH}$  - نظامية القلوي .

$N_{HCl}$  - نظامية الحمض .

$V_{NaOH}$  - حجم القلوي بالمل .

$V_{HCl}$  - حجم الحمض بالمل .

- احسب محتوى 100 مل من محلول ماءات الصوديوم إذا علمت أن

$$H = 1 , O = 16 , Na = 23$$

#### 5-2- معايرة أساس ضعيف ( $NH_4OH$ ) بحمض قوي ( $HCl$ ) :

المبدأ : يتفاعل  $NH_4OH$  مع  $HCl$  وفق التفاعل التالي :



تقع نقطة التكافؤ في الوسط الحمضي الخفيف (  $pH = 5.3$  ) نتيجة لتفاعل

الحلمة للملح المتشكل ، وتكون عندها قفزة المعايرة غير كبيرة ( 2 درجة

من  $pH$  من 4.3 - 6.3 ) ، وتقع ضمن مجال تحول مشعر أحمر الميثيل

الذي يعد مشعراً مناسباً لهذه المعايرة .

### طريقة العمل :

1- انقل إلى دورق مخروطي 10 مل من  $\text{NH}_4\text{OH}$  مجهول النظامية

وأضف إليه قطرتين من مشعر برتقالي الميثيل .

2- إملىء سحاحة نظيفة ( بعد غسلها بمحلول  $\text{HCl}$  القياسي ) بحمض

كلور الماء القياسي واضبطها عند النقطة صفر .

3- عاير القلوي بالحامض حتى ينقلب لون المشعر من الأصفر إلى الأحمر

الخفيف وسجل حجم الحامض المستهلك في المعايرة .

4- أعد التجربة مرة أخرى بنقل 10 مل أخرى من  $\text{NaOH}$  إلى الدورق

المخروطي بعد غسله واتباع الخطوات السابقة وسجل الحجم المستهلك

من الحامض .

5- خذ متوسط الحجم  $\bar{X} = \frac{V_1 + V_2}{2}$  عندما لا يتعدى الفرق بالحجم

المستهلك 0.1 مل .

### الحساب :

يتم حساب نظامية محلول  $\text{NH}_4\text{OH}$  من قانون مور

$$N_{\text{NH}_4\text{OH}} = \frac{(N.V)_{\text{HCl}}}{V_{\text{NH}_4\text{OH}}}$$

1- أحسب تركيز المحلول السابق مقدراً بـ مول / ل إذا علمت أن 100

مل منه تم تمديدها إلى 1000 مل .

2- أحسب عدد المليمولات المنحلة في 50 مل من المحلول قبل تمديده .


3- تقدير النسبة المئوية لحمض الخل في الخل التجاري ( معايرة حمض

ضعيف بأساس قوي )

يحتوي الخل التجاري على تركيز من حمض الخل يختلف من صنف إلى آخر ،

ويجب ألا تقل النسبة المئوية لحمض الخل في الخل التجاري عن 6 % .

**المبدأ :** يتفاعل حمض الخل مع ماءات الصوديوم وفق التفاعل التالي :



إن نقطة التكافؤ تقع في المجال القلوي الخفيف (  $\text{pH} = 8.7$  ) نتيجة لتفاعل الحلمهة الذي يقوم به الملح المتشكل  $\text{CH}_3\text{COONa}$  ، وتتراوح قفزة المعايرة بين 7.7 - 9.7 ( درجتان ) ، وبالتالي فإن المشعر المناسب لهذه المعايرة هو الفينول فتالين .

#### طريقة العمل :

1- انقل بوساطة ماصة زجاجية 10 مل من الخل التجاري الممدد بنسبة 10:1 إلى دورق مخروطي نظيف ثم أضف قطرتين من مشعر الفينول فتالين .

2- إملأ سحاحة نظيفة بمحلول  $\text{NaOH}$  ( المقيس سابقاً ) واضبطها عند النقطة صفر .

3- عاير الحمض بالقلوي القياسي حتى اللحظة التي تؤدي فيها إضافة قطرة واحدة من القلوي إلى تلون المحلول باللون الزهري الخفيف وثباته لمدة 15 ثانية وسجل الحجم المستهلك .

4- كرر التجربة مرة أخرى حتى الحصول على قراءتين متطابقتين أو لا يزيد الفرق بينهما عن 0.1 مل وخذ متوسط الحجم المستهلك من القلوي .

**الحساب :** تحسب نظامية المحلول الممدد للخل التجاري من العلاقة :

$$N_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{(N.V)_{\text{NaOH}}}{V_{\text{CH}_3\text{COOH}}}$$

وتحسب النسبة المئوية للحمض كما يلي :

$$\% \text{CH}_3\text{COOH} = N \times E \times \frac{100}{1000} \times n$$

حيث : N - نظامية الحمض .


## 5-5- معايرة محلول كربونات الصوديوم بحمض كلور الماء (بمراحلتين ، وبمرحلة واحدة )

المبدأ : تسلك كربونات الصوديوم سلوك القلوي وحيد الوظيفة الهيدروكسيلية أو الأساس ثنائي الوظيفة الهيدروكسيلية ، حيث تتم معايرة الوظيفة الأساسية الأولى باستخدام محلول قياسي من HCl ويحصل في هذه المرحلة التفاعل التالي :

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NaCl}$$


حيث تتحول الكربونات إلى بيكربونات ، ويحصل هذا التحول عند  $\text{pH} \approx 8.5$  أي ضمن مجال تحول مشعر الفينول فتالئين حيث يختفي لون المشعر في نهاية المعايرة .

أما تحول البيكربونات إلى  $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$  فيحصل عند  $\text{pH} \approx 3.85$  حسب التفاعل التالي :



والمشعر الملائم استخدامه في هذه المعايرة هو برتقالي الميتيل حيث ينقلب لون المشعر في نهاية المعايرة من الأصفر إلى الأحمر البرتقالي .

إن استخدام مشعر برتقالي الميتيل فقط منذ بداية المعايرة يساعد على تقدير الوظيفتين القلويتين معاً حسب التفاعل التالي :



واستخدام مشعر الفينول فتالئين يدل على معايرة الحمض لنصف القلوي فقط .

### طريقة العمل :

1- انقل 10 مل من محلول  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  إلى دورق مخروطي نظيف ثم

أضف إليه قطرتين من مشعر الفينول فتالئين .

2- املاً سحاحة نظيفة بعد غسلها بـ HCl القياسي واضبط مستوى السائل

فيها عند الرقم صفر .

3- عاير بالحمض حتى اختفاء اللون الوردي وسجل الحجم المستهلك  $V_1$  .

4- أضف إلى محتويات الدورق قطرتين من مشعر برتقالي الميثيل فينلون المحلول باللون الأصفر وعابر بـ HCl حتى انقلاب اللون الأحمر البرتقالي وسجل الحجم المستهلك  $V_2$  .

5- كرر التجربة مرة أخرى حتى تحصل على قراءات حجمية متقاربة وخذ متوسط حجم الحمض المستهلك .

6- كرر التجربة السابقة مستخدماً مشعر برتقالي الميثيل فقط . ماذا تلاحظ ؟

الحساب : احسب نظامية محلول  $Na_2CO_3$  كما يلي :

$$N_{Na_2CO_3} = \frac{N_{HCl} \cdot (V_1 + V_2)_{HCl}}{V_{Na_2CO_3}}$$

حيث :  $V_1$  ،  $V_2$  - حجم HCl المستخدم في معايرة المرحلة الأولى والثانية .

$V_{Na_2CO_3}$  - حجم  $Na_2CO_3$  المستخدمة في المعايرة

$N_{HCl}$  - نظامية محلول HCl القياسي .

ملاحظة  $2V_2 = 2V_1 = V_1 + V_2$  ،  $V_2 = V_1$  .

- ما هو التركيز المولي للمحلول السابق عند استخدام مشعر برتقالي الميثيل في المعايرة ، وكذلك عند استخدام مشعر الفينول فتالين .


#### 5-6- معايرة مزيج مكون من $Na_2CO_3$ و $NaOH$

المبدأ : يقوم مبدأ هذه الطريقة على أخذ حجم محدد من محلول يحوي

$NaOH$  و  $Na_2CO_3$  ، ومعايرته بمحلول قياسي من حمض كلور الماء ،

وبوجود مشعر الفينول فتالين ، حيث تتم معايرة كامل  $NaOH$  ونصف

الكربونات ويحدث التفاعل التالي :





وفي الواقع فإن هذا التفاعل هو عبارة عن مجموع تفاعلين يحصلان في آن

واحد ، يتم في الأول معايرة  $NaOH$  كاملاً ، وفي الثاني تحول  $Na_2CO_3$  إلى


$NaHCO_3$  كما يلي :

٢٧



ويمثل الحجم  $V_1$  ، حجم الحمض المستهلك في هذه المرحلة .

أما معايرة الوظيفة القلوية الثانية فتتم في الدورق ذاته الذي عویرت فيه المكونات في المرحلة الأولى ، ويتم في هذه المرحلة متابعة المعايرة بالمحلول القياسي  $\text{HCl}$  ويمكن الكشف عن نقطة نهاية المعايرة في هذه المرحلة باستخدام مشعر برتقالي الميثل وتتحول البيكربونات إلى  $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$  حسب التفاعل التالي :



ویمثل الحجم  $V_2$  ، حجم الحمض المستهلك لمعايرة النصف الآخر من الكربونات في المرحلة الثانية .

#### طريقة العمل :

- 1- انقل 10 مل من المزيج القلوي بوساطة ماصة زجاجية إلى دورق مخروطي ثم أضف قطرتين من مشعر الفينول فتالين فيتلون المحلول باللون الأحمر البنفسجي .
- 2- املاً سحاحة نظيفة بـ حمض كلور الماء القياسي ( بعد غسلها به ) ، واضبط مستوى المحلول فيها عند نقطة الصفر .
- 3- عاير بالحمض القياسي حتى اختفاء اللون في الدورق عند إضافة قطرة واحدة فقط ، وسجل الحجم المستهلك من الحمض  $V_1$  .
- 4- أضف قطرتين من مشعر برتقالي الميثل ، فيتلون المحلول باللون الأصفر .
- 5- أستمّر بالمعايرة في الدورق ذاته حتى لحظة تحول اللون الأصفر في المحلول إلى اللون الأحمر البرتقالي ، وسجل الحجم المستهلك  $V_2$  .
- 6- كرر التجربة حتى تحصل على قراءتين لا يتجاوز الفرق بينهما 0.1 مل وخذ متوسط الحجم .

### الحساب :

تحسب نظامية المحلول من NaOH كما يلي :

$$N_{NaOH} = \frac{N_{HCl}(V_1 - V_2)}{V_{NaOH}}$$

ونظامية  $Na_2CO_3$  :

$$N_{Na_2CO_3} = \frac{N_{HCl} \times (2V_2)}{V_{Na_2CO_3}}$$

حيث :  $V_1$  - حجم الحمض المستهلك لمعايرة NaOH كاملة و  $\frac{1}{2}$   $Na_2CO_3$ .

$V_2$  - حجم الحمض المستهلك لمعايرة النصف الآخر من الكربونات .

$V_{Na_2CO_3}$  - حجم المحلول المعيار المحتوي على المزيج القلوي (10مل في

المثال السابق )

$V_{NaOH}$  - حجم المحلول المعيار المحتوي على المزيج القلوي (10مل في

المثال السابق )

وتحسب النسبة المئوية لكل من NaOH و  $Na_2CO_3$  في المحلول كما يلي :

$$(gr/100ml) NaOH = N_{NaOH} \times E_{NaOH} \times \frac{100}{1000}$$

$$(gr/100ml) Na_2CO_3 = N_{Na_2CO_3} \times E_{Na_2CO_3} \times \frac{100}{1000}$$

حيث :  $E_{NaOH} = 40$  ;

$$53 = \frac{106}{2} = E_{Na_2CO_3}$$

NaOH % - غ / 100 مل محلول .

$Na_2CO_3$  % - غ / 100 مل محلول .

$$E - \text{المكافئ الغرامى للحمض ويساوي} \frac{60}{1} = 60.$$


100 - للتحويل من غ / لتر إلى غ / 100 مل .

n - عدد مرات تمديد الخل التجاري وتساوي 10 في هذه الحالة .

#### 4-5- معايرة حمض الفوسفور كحمض ثنائي الوظيفة ( بمرحلتين وبمرحلة


واحدة )

المبدأ : يتم معايرة الوظيفة الأولى من حمض الفوسفور باستخدام محلول قياسي من NaOH حسب التفاعل التالي :



ينتهي هذا التفاعل عند  $\text{pH} = 4.7$  لذلك فإن المشعر الملائم لهذه المعايرة هو أحمر الميتيل .

أما المرحلة الثانية فتتم في الدورق ذاته الذي عویرت فيه الوظيفة الحمضية الأولى بمعايرته بـ NaOH أيضاً حيث يحصل التفاعل التالي :



وينتهي تحول المرحلة الثانية ( معايرة الوظيفة الحمضية الثانية ) عند

$\text{pH} = 9.8$  وبالتالي فإن المشعر المناسب لهذه المعايرة هو الفينول فتالين .

ويؤدي استخدام مشعر الفينول فتالين إلى معايرة الوظيفة الحمضية الأولى والثانية معاً حيث يحصل التفاعل التالي :



أي أن استخدام مشعر أحمر الميتيل في المعايرة يدل على معايرة نصف حمض الفوسفور ، بينما يؤدي المعايرة بواسطة الفينول فتالين إلى معايرة الحمض كاملاً .

### طريقة العمل :

1- انقل 10 مل من حمض الفوسفور إلى ورق مخروطي نظيف ثم أضف

إليه قطرتين من مشعر أحمر الميثيل ، فيتلون المحلول باللون الأحمر .

2- إملأ سحاحة نظيفة بعد غسلها بـ NaOH القياسي واضبطها عند النقطة صفراء .

3- ابدأ بالمعايرة حتى بدء التحول إلى اللون الأصفر وسجل الحجم المستهلك  $V_1$  .

4- أضف إلى الدورق نفسه قطرتين من مشعر الفينول فتالين ، وعابر بالقلوي حتى الحصول على لون زهري خفيف وسجل الحجم المستهلك  $V_2$  .

5- كرر التجربة مرة أخرى حتى تحصل على قرائتين متطابقتين أو لا يتعدى الفرق بينهما 0.1 مل وخذ المتوسط .

6- كرر التجربة السابقة مستخدماً دليل الفينول فتالين فقط ، ماذا تلاحظ ؟

الحساب : تحسب نظامية حمض الفوسفور من قانون مور كما يلي :

$$N_{H_3PO_4} = \frac{N_{NaOH} (V_1 + V_2)_{NaOH}}{V_{H_3PO_4}}$$

حيث :  $V_1$  ،  $V_2$  - حجم القلوي المستهلك لمعايرة الوظيفة الحمضية الأولى والثانية على التوالي ( من السحاحة )

$V_{H_3PO_4}$  - حجم  $H_3PO_4$  المستخدمة في المعايرة .

$N_{NaOH}$  - نظامية القلوي .

ملاحظة : يتساوى  $V_1$  ،  $V_2$  وبالتالي فإن حجم القلوي المستهلك لإنجاز معايرة الحمض ثنائي الوظيفة يساوي  $V_1 + V_2$  أو  $2V_1$  أو  $2V_2$  .

- احسب تركيز حمض الفوسفور مقدراً بـ غ / ل إذا علمت أن الوزن الجزيئي له يساوي 98 .

## معايرة الحموض على متعددة الأقطاب معايرة حمض الفوسفور

\* الحموض متعددة الأقطاب : هي حموض تحوي على أكثر من شاردة هيدروجين حمضية في الجزيئة الواحدة  
\* وسندرس كمثال عن هذه المعايرات معايرة حمض الفوسفور بماءات الصوديوم .

\* ان حمض الفوسفور هو حمض ثلاثي الوظيفة الحمضية بسبب احتوائه على ثلاث شوارد من الهيدروجين الحمضي  
أي يتشرد على ثلاث مراحل في كل مرحلة يعطي بروتون وتختلف كل مرحلة عن الأخرى بثابت تشردها .




\* نلاحظ في معايرة حمض الفوسفور بماءات الصوديوم وبعد النظر الى قيم ثوابت التشرد ،

فانه من المفروض ان تحصل قفزان في منحنى المعايرة:

توافق القفزة الاولى التفاعل :



وتوافق القفزة الثانية التفاعل :



اما المرحلة الثالثة وبسبب صغر قيمة ثابت التشرد فلا تتعير . بالطريقة الحجمية وانما بالطريقة الوزنية

عن طريق ترسيبها على شكل فوسفات الكالسيوم

\* في البداية يكون PH المحلول هو PH حمض الفوسفور .

\* وعند اضافة ماءات الصوديوم حتى نقطة التكافؤ الاولى يكون المحلول هو محلول موفي مؤلف من  $H_3PO_4$  و  $NaH_2PO_4$

والوزن المكافئ لحمض الفوسفور في هذه المرحلة هو  $Eq = 98/1$

وذلك عند  $PH = 4.7$  وباستعمال مشعر الهليانتين

\* وعند اضافة ماءات الصوديوم حتى نقطة التكافؤ الثانية يكون المحلول هو محلول موفي مؤلف من  $HPO_4Na_2$  و  $NaH_2PO_4$

والوزن المكافئ لحمض الفوسفور في هذه المرحلة هو  $Eq = 98/2$

وذلك عند  $PH = 9.8$  وباستعمال مشعر الفينول فتالين

\* اما الوظيفة الثالثة تتعير بالطريقة الوزنية عند  $PH = 12$  ، وبالتالي يعامل حمض الفوسفور معاملة حمض ثنائي الوظيفة أثناء المعايرة.

ويحسب تركيز حمض الفوسفور من العلاقة :

$$(N \cdot V)_{NaOH} = (N \cdot V)_{H_3PO_4}$$

$$N \cdot (V_1 + V_2) = N \cdot V$$

حيث  $(V_1 + V_2)$  هو الحجم اللازم من هيدروكسيد الصوديوم لمعايرة الوظيفة الاولى والثانية من حمض الفوسفور أي كامل حمض الفوسفور

كلما ان  $V_3 = V_2$  أثناء المعايرة.

القسم العملي :

- ١- نأخذ ١٠ ml من حمض الفوسفور ونضعها بالارلينة .
- ٢- نضيف بضع نقاط من مشعر الهليانتين .
- ٣- نعاير بواسطة السحاحة المملوءة بماءات الصوديوم ( ٠,١ N ) حتى انقلاب اللون أصفر الى برتقالي، ونسجل الحجم  $V_1$  .
- ٤- نتابع المعايرة بإضافة مشعر الفينول فتالين حتى انقلاب اللون الى الأحمر الوردي ، ونسجل الحجم  $V_2$  .
- ٥- نحسب نظامية حمض الفوسفور من العلاقة:

$$(N \cdot V)_{NaOH} = (N \cdot V)_{H_3PO_4}$$

$$N \cdot (V_1 + V_2) = N \cdot V$$

والمطلوب من الطالب في الدفتر أن يحسب نظامية كل وظيفة على حدا".

$$(N \cdot V_1)_{NaOH} = (N \cdot V)_{H_3PO_4} \quad (N \cdot V_2)_{NaOH} = (N \cdot V)_{H_3PO_4}$$

### معايرة حمض الكبريت

ان حمض الكبريت حمض ثنائي الوظيفة الحمضية حيث يتشرد على مرحلتين :



بالنظر الى قيم ثوابت التشرد ، نجد ان الفرق بينهما صغير وليس كافيا لمعايرة كل وظيفة على حدا".

لذلك فان حمض الكبريت يعامل معاملة حمض احادي الوظيفة أثناء المعايرة وبالتالي منحنى المعايرة يحوي فقرة واحدة .

اي يتعاير حمض الكبريت كاملا بوجود مشعر مجاله بين ١٠ - ٣ أي يمكن استخدام أي مشعر .


ويكون الوزن المكافئ لحمض الكبريت أثناء المعايرة  $E = 98/2$

### معايرة الأسس متعددة الوظائف

معايرة كربونات الصوديوم  $Na_2CO_3$

\*يعد كربونات الصوديوم أساس قوي لأنه ناتج من حمض ضعيف هو حمض الكربون ( $H_2CO_3$ ) ، أي هو أساس مرافق لهذا الحمض

وهو ثنائي الوظيفة يتشرد على مرحلتين :



\*بمقارنة ثابتي تشرد المرحلة الاولى والثانية نلاحظ ان :  $K_{b1} \gg K_{b2}$

لذلك يتعاير كربونات الصوديوم على مرحلتين بسبب الفرق بثوابت التشرد، أي توجد قفزتين على منحنى المعايرة .

فتعاير الوظيفة الاولى عند  $PH = 8,34$  وباستعمال مشعر الفينول فتالين ، ويكون  $Eq = 106/1$

و تتعاير الوظيفة الثانية عند  $PH = 3,91$  وباستعمال مشعر الهليانتين ، ويكون  $Eq = 106/2$